

Lista badań prowadzona w ramach zakresu elastycznego

Proces: Nadzór nad dokumentami i zapisami

Wydanie listy badań nr 4 z dnia 2023-10-06

Lp	Badany materiał/grupa materiałów/ przedmiot pobierania	Badane cechy i metody badawcze	Instrukcje producenta testów i/lub udokumentowane procedury badawcze
Stężenie białek			
1	Surowica	Stężenie albuminy (ALB) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2021-11 oraz aparatu Cobas 8000/c702
2	Surowica	Stężenie białka całkowitego (TP) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-03 oraz aparatu Cobas 8000/c702
Stężenie białek			
3	Surowica	Stężenie białka C-reaktywnego (CRP) metoda immunoturbidymetryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-08 oraz aparatu Cobas 8000/c702
4	Surowica	Stężenie transferyny (TRANS) metoda immunoturbidymetryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-04 oraz aparatu Cobas 8000/c702
Aktywność enzymów			
5	Surowica	Aktywność aminotransferazy alaninowej (ALT) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-10 oraz aparatu Cobas 8000/c702
6	Surowica	Aktywność aminotransferazy asparaginianowej (AST) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-10 oraz aparatu Cobas 8000/c702
7	Surowica	Aktywność dehydrogenazy mleczanowej (LDH) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-03 oraz aparatu Cobas 8000/c702
8	Surowica	Aktywność fosfatazy alkalicznej (ALP) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2021-10 oraz aparatu Cobas 8000/c702
9	Surowica	Aktywność gamma glutamylotransferazy (GGT) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-03 oraz aparatu Cobas 8000/c702
10	Surowica	Aktywność kinazy kreatynowej (CK) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-10 oraz aparatu Cobas 8000/c702
11	Surowica	Aktywność amylazy (AMYL) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-02 oraz aparatu Cobas 8000/c702
Stężenie lipidów			
12	Surowica	Stężenie całkowitego cholesterolu (CHOL) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-03 oraz aparatu Cobas 8000/c702
13	Surowica	Stężenie frakcji HDL cholesterolu (HDL) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-01 oraz aparatu Cobas 8000/c702
14	Surowica	Stężenie trójglicerydów (TRIG) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-03 oraz aparatu Cobas 8000/c702
Stężenie elektrolitów			

Lista badań prowadzona w ramach zakresu elastycznego

Proces: Nadzór nad dokumentami i zapisami

15	Surowica	Stężenie potasu (K) metoda potencjometrii pośredniej	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-01 oraz aparatu Cobas 8000/c702
16	Surowica	Stężenie sodu (NA) metoda potencjometrii pośredniej	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-01 oraz aparatu Cobas 8000/c702
Stężenie substratów			
17	Surowica	Stężenie bilirubiny całkowitej (BIL-T) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-02 oraz aparatu Cobas 8000/c702
18	Surowica	Stężenie kreatyniny (KREA) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-01 oraz aparatu Cobas 8000/c702
19	Surowica	Stężenie kwasu moczowego (UA) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-02 oraz aparatu Cobas 8000/c702
20	Surowica	Stężenie mocznika (UREA) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-03 oraz aparatu Cobas 8000/c702
21	Surowica	Stężenie glukozy (GLU) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-02 oraz aparatu Cobas 8000/c702
Stężenie pierwiastków			
22	Surowica	Stężenie żelaza (FE) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-05 oraz aparatu Cobas 8000/c702
23	Surowica	Stężenie fosforanu nieorganicznego (P) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-04 oraz aparatu Cobas 8000/c702
24	Surowica	Stężenie magnezu (MG) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-03 oraz aparatu Cobas 8000/c702
25	Surowica	Stężenie wapnia (CA) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-07 oraz aparatu Cobas 8000/c702
Stężenie hormonów			
26	Surowica	Stężenie hormonu tyreotropowego (TSH) metoda elektrochemiluminescencji (ECLIA)	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2023-06 oraz aparatu Cobas 8000/e801
27	Surowica	Stężenie trijodotyroniny wolnej (FT3) metoda elektrochemiluminescencji (ECLIA)	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2023-07 oraz aparatu Cobas 8000/e801
28	Surowica	Stężenie tyroksyny wolnej (FT4) metoda elektrochemiluminescencji (ECLIA)	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2023-07 oraz aparatu Cobas 8000/e801
29	Surowica	Stężenie prolaktyny (PRL) metoda elektrochemiluminescencji (ECLIA)	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-07 oraz aparatu Cobas 8000/e801
30	Surowica	Stężenie gonadotropiny kosmówkowej HCG i podjednostki beta (B-HCG) metoda elektrochemiluminescencji (ECLIA)	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2023-01 oraz aparatu Cobas 8000/e801
Stężenie markerów nowotworowych			
31	Surowica	Stężenie swoistego antygenu gruczolę krokowego (PSA-T) metoda elektrochemiluminescencji (ECLIA)	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2023-05 oraz aparatu Cobas 8000/e801
32	Surowica	Stężenie Ca19-9 (CA199) metoda elektrochemiluminescencji (ECLIA)	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2021-10 oraz aparatu Cobas 8000/e801

Lista badań prowadzona w ramach zakresu elastycznego

Proces: Nadzór nad dokumentami i zapisami

33	Surowica	Stężenie Alfa 1-fetoproteiny (AFP) metoda elektrochemiluminescencji (ECLIA)	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2021-07 oraz aparatu Cobas 8000/e801
Stężenie witamin			
34	Surowica	Stężenie witaminy 25-OH D3 (25OH-D3) metoda elektrochemiluminescencji (ECLIA)	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2023-03 oraz aparatu Cobas 8000/e801
Obecność/Stężenie przeciwciał/antygenów			
35	Surowica	Stężenie przeciwciał przeciwko antygenowi Hbs (AHBS) metoda elektrochemiluminescencji (ECLIA)	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2021-05 oraz aparatu Cobas 8000/e801
36	Surowica	Stężenie przeciwciał anti-HCV (AHCV) metoda elektrochemiluminescencji (ECLIA)	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-02 oraz aparatu Cobas 8000/e801
37	Surowica	Stężenie przeciwciał przeciwko krętkowi blademu (KILA-P) metoda elektrochemiluminescencji (ECLIA)	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2021-06 oraz aparatu Cobas 8000/e801
38	Surowica	Stężenie przeciwciał przeciwko Toxoplasma gondii IgG (TOX-G) metoda elektrochemiluminescencji (ECLIA)	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-02 oraz aparatu Cobas 8000/e801
39	Surowica	Obecność antygenu Hbs (HBSAG) metoda elektrochemiluminescencji (ECLIA)	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-02 oraz aparatu Cobas 8000/e801
40	Surowica	Obecność antygenu HIV Obecność przeciwciał anti-HIV metoda elektrochemiluminescencji (ECLIA)	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-08 oraz aparatu Cobas 8000/e801
Stężenie białek			
41	Surowica	Stężenie osoczkowego białka ciążowego A (BP-FMF) metoda elektrochemiluminescencji (ECLIA)	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2023-05 oraz aparatu Cobas 8000/e801
42	Surowica	Stężenie ferrytyny (FERR) metoda elektrochemiluminescencji (ECLIA)	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-12 oraz aparatu Cobas 8000/e801
43	Surowica	Stężenie wolnej podjednostki β -HCG (BHCG- FM) metoda elektrochemiluminescencji (ECLIA)	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2023-05 oraz aparatu Cobas 8000/e801
Stężenie substratów			
44	Osocze	Stężenie glukozy (GLU) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-02 oraz aparatu Cobas 8000/c702
Aktywność enzymów			
45	Mocz	Aktywność amylazy (AMYL-M) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-02 oraz aparatu Cobas 8000/c702
Stężenia substratów			
46	Mocz	Stężenie kreatyniny (KREA-M) metoda spektrofotometryczna	Instrukcja producenta testu diagnostycznego Roche 2022-01 oraz aparatu Cobas 8000/c702

Lista badań prowadzona w ramach zakresu elastycznego
Proces: Nadzór nad dokumentami i zapisami

Morfologia krwi obwodowej z różnicowaniem leukocytów		
47	Krew pełna (EDTA)	liczba leukocytów (WBC), liczba neutrocytów, liczba limfocytów, liczba monocytów, liczba eozynocytów, liczba bazocytów, liczba płytek krwi (PLT), liczba erytrocytów (RBC), Hematokryt (HCT), stężenie hemoglobiny (HGB), -średnia objętość krwinek czerwonych (MCV), średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej (MCH), średnie stężenie hemoglobiny w erytrocytach (MCHC), wskaźnik anizocytozy erytrocytów (RDW-CV), średnia objętość płytek krwi (MPV), liczba niedojrzałych granulocytów (IG#), procentowy udział niedojrzałych granulocytów (IG%), liczba erytroblastów (NRBC#), procentowy udział erytroblastów (NRBC%) Instrukcja producenta testu diagnostycznego Sysmex 2021-12 oraz aparatu Sysmex XN-9100/XN-10

Przygotował: 6.10.2023 Justyna Czuba (-)
(data i podpis)



Zatwierdził: 6.10.2023 Maria Tomczak
(data i podpis)

